


上新

博奥龙 推出上百种HPV相关产品

重组蛋白 | 兔多抗 | HRP标记抗体 | 中和活性鼠单抗 | 假病毒等应有尽有



HPV

重组HPV-L1蛋白(VLP)				15种
BDDB-0015	重组HPV 6-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0023	重组HPV 58-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0016	重组HPV 11-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0032	重组HPV 35-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0017	重组HPV 16-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0033	重组HPV 39-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0018	重组HPV 18-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0034	重组HPV 51-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0019	重组HPV 31-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0035	重组HPV 56-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0020	重组HPV 33-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0036	重组HPV 59-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0021	重组HPV 45-L1蛋白 (VLP)	BDDB-0037	重组HPV 68-L1蛋白 (VLP)	
BDDB-0022	重组HPV 52-L1蛋白 (VLP)			

HPV-L1多克隆抗体				15种
B1764	HPV 6-L1多克隆抗体	B1780	HPV 58-L1多克隆抗体	
B1766	HPV 11-L1多克隆抗体	B1754	HPV 35-L1多克隆抗体	
B1768	HPV 16-L1多克隆抗体	B1755	HPV 39-L1多克隆抗体	
B1770	HPV 18-L1多克隆抗体	B1756	HPV 51-L1多克隆抗体	
B1772	HPV 31-L1多克隆抗体	B1757	HPV 56-L1多克隆抗体	
B1774	HPV 33-L1多克隆抗体	B1758	HPV 59-L1多克隆抗体	
B1776	HPV 45-L1多克隆抗体	B1759	HPV 68-L1多克隆抗体	
B1778	HPV 52-L1多克隆抗体			

HPV-L1多克隆抗体HRP

15种

B1765	HPV 6-L1多克隆抗体-HRP	B1781	HPV 58-L1多克隆抗体-HRP
B1767	HPV 11-L1多克隆抗体-HRP	B1847	HPV 35-L1多克隆抗体-HRP
B1769	HPV 16-L1多克隆抗体-HRP	B1848	HPV 39-L1多克隆抗体-HRP
B1771	HPV 18-L1多克隆抗体-HRP	B1849	HPV 51-L1多克隆抗体-HRP
B1773	HPV 31-L1多克隆抗体-HRP	B1850	HPV 56-L1多克隆抗体-HRP
B1775	HPV 33-L1多克隆抗体-HRP	B1851	HPV 59-L1多克隆抗体-HRP
B1777	HPV 45-L1多克隆抗体-HRP	B1852	HPV 68-L1多克隆抗体-HRP
B1779	HPV 52-L1多克隆抗体-HRP		

HPV-L1单克隆抗体

90种

B1791	HPV 6-L1 单克隆抗体 (1E5)	B1813	HPV 18-L1 单克隆抗体 (4H5)
B1792	HPV 6-L1 单克隆抗体 (39G7)	B1814	HPV 18-L1 单克隆抗体 (7H8)
B1793	HPV 6-L1 单克隆抗体 (39G2)	B1815	HPV 31-L1 单克隆抗体 (19C2)
B1794	HPV 6-L1 单克隆抗体 (42G5)	B1816	HPV 31-L1 单克隆抗体 (19B6)
B1795	HPV 6-L1 单克隆抗体 (44B11)	B1817	HPV 31-L1 单克隆抗体 (19B4)
B1796	HPV 6-L1 单克隆抗体 (43C7)	B1818	HPV 31-L1 单克隆抗体 (20B1)
B1797	HPV 11-L1 单克隆抗体 (34C9)	B1819	HPV 31-L1 单克隆抗体 (24A12)
B1798	HPV 11-L1 单克隆抗体 (35C1)	B1820	HPV 31-L1 单克隆抗体 (27E1)
B1799	HPV 11-L1 单克隆抗体 (35H5)	B1821	HPV 33-L1 单克隆抗体 (4C2)
B1800	HPV 11-L1 单克隆抗体 (34E5)	B1822	HPV 33-L1 单克隆抗体 (4F1)
B1801	HPV 11-L1 单克隆抗体 (40C5)	B1823	HPV 33-L1 单克隆抗体 (4G4)
B1802	HPV 11-L1 单克隆抗体 (34D10)	B1824	HPV 33-L1 单克隆抗体 (4H4)
B1803	HPV 16-L1 单克隆抗体 (2A1)	B1825	HPV 33-L1 单克隆抗体 (6C11)
B1804	HPV 16-L1 单克隆抗体 (3D5)	B1826	HPV 33-L1 单克隆抗体 (6D2)
B1805	HPV 16-L1 单克隆抗体 (4G12)	B1827	HPV 45-L1 单克隆抗体 (30H6)
B1806	HPV 16-L1 单克隆抗体 (5A6)	B1828	HPV 45-L1 单克隆抗体 (35B12)
B1807	HPV 16-L1 单克隆抗体 (6C7)	B1829	HPV 45-L1 单克隆抗体 (35H9)
B1808	HPV 16-L1 单克隆抗体 (7B9)	B1830	HPV 45-L1 单克隆抗体 (40H1)
B1809	HPV 18-L1 单克隆抗体 (1B1)	B1831	HPV 45-L1 单克隆抗体 (46G5)
B1810	HPV 18-L1 单克隆抗体 (3A2)	B1832	HPV 45-L1 单克隆抗体 (48B1)
B1811	HPV 18-L1 单克隆抗体 (3A4)	B1833	HPV 52-L1 单克隆抗体 (36B9)
B1812	HPV 18-L1 单克隆抗体 (4H1)	B1834	HPV 52-L1 单克隆抗体 (36E12)

HPV-L1单克隆抗体

90种

B1835	HPV 52-L1 单克隆抗体 (40C2)	B1874	HPV 51-L1 单克隆抗体(3F4)
B1836	HPV 52-L1 单克隆抗体 (41C3)	B1875	HPV 51-L1 单克隆抗体(3C8)
B1837	HPV 52-L1 单克隆抗体 (41D1)	B1876	HPV 51-L1 单克隆抗体(4C1)
B1838	HPV 52-L1 单克隆抗体 (42A2)	B1877	HPV 51-L1 单克隆抗体(12C1)
B1839	HPV 58-L1 单克隆抗体 (1D2)	B1878	HPV 51-L1 单克隆抗体(15C6)
B1840	HPV 58-L1 单克隆抗体 (2E11)	B1880	HPV 56-L1 单克隆抗体(3B12)
B1841	HPV 58-L1 单克隆抗体 (2F11)	B1881	HPV 56-L1 单克隆抗体(5A3)
B1842	HPV 58-L1 单克隆抗体 (2F7)	B1882	HPV 56-L1 单克隆抗体(5G11)
B1843	HPV 58-L1 单克隆抗体 (2F9)	B1883	HPV 56-L1 单克隆抗体(6F12)
B1844	HPV 58-L1 单克隆抗体 (2G7)	B1884	HPV 56-L1 单克隆抗体(8C10)
B1859	HPV 35-L1 单克隆抗体(14A9)	B1885	HPV 56-L1 单克隆抗体(8F2)
B1860	HPV 35-L1 单克隆抗体(16C5)	B1887	HPV 59-L1 单克隆抗体(2E4)
B1861	HPV 35-L1 单克隆抗体(17B7)	B1888	HPV 59-L1 单克隆抗体(4B6)
B1862	HPV 35-L1 单克隆抗体(17D5)	B1889	HPV 59-L1 单克隆抗体(6A12)
B1863	HPV 35-L1 单克隆抗体(17G6)	B1890	HPV 59-L1 单克隆抗体(6D9)
B1864	HPV 35-L1 单克隆抗体(18F4)	B1891	HPV 59-L1 单克隆抗体(7D7)
B1866	HPV 39-L1 单克隆抗体(11G4)	B1892	HPV 59-L1 单克隆抗体(8E1)
B1867	HPV 39-L1 单克隆抗体(15C6)	B1894	HPV 68-L1 单克隆抗体(2C5)
B1868	HPV 39-L1 单克隆抗体(13A2)	B1895	HPV 68-L1 单克隆抗体(2E6)
B1869	HPV 39-L1 单克隆抗体(13B7)	B1896	HPV 68-L1 单克隆抗体(5B12)
B1870	HPV 39-L1 单克隆抗体(19B8)	B1897	HPV 68-L1 单克隆抗体(8B6)
B1871	HPV 39-L1 单克隆抗体(20D12)	B1898	HPV 68-L1 单克隆抗体(8E11)
B1873	HPV 51-L1 单克隆抗体(1F7)	B1899	HPV 68-L1 单克隆抗体(10G2)

HPV-L1单克隆抗体 (筛选套装)

15种

B1782	HPV 6-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1790	HPV 58-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1783	HPV 11-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1853	HPV 35-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1784	HPV 16-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1854	HPV 39-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1785	HPV 18-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1855	HPV 51-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1786	HPV 31-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1856	HPV 56-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1787	HPV 33-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1857	HPV 59-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1788	HPV 45-L1单克隆抗体 (筛选套装)	B1858	HPV 68-L1单克隆抗体 (筛选套装)
B1789	HPV 52-L1单克隆抗体 (筛选套装)	说明：每套产品6种不同单克隆抗体	

HPV 广谱性单抗

5种

B1924	HPV-L1 广谱性小鼠单抗 (55F10)	B1927	HPV-L1 广谱性小鼠单抗 (58E3)
B1925	HPV-L1 广谱性小鼠单抗 (56B5)	B1928	HPV-L1 广谱性小鼠单抗 (15F9)
B1926	HPV-L1 广谱性小鼠单抗 (56G9)		

HPV 广谱性小鼠单抗

包被蛋白	55F10	56B5	56G9	58E3	15F9	NC	包被蛋白	55F10	56B5	56G9	58E3	15F9	NC
HPV 6	2.788	2.639	2.758	2.218	1.236	0.064	HPV 45	3.547	3.536	3.338	3.349	1.29	0.054
HPV 11	2.894	2.757	2.845	2.263	1.154	0.06	HPV 51	3.362	3.179	3.132	2.713	1.094	0.058
HPV 16	1.081	1.333	1.507	0.954	1.344	0.053	HPV 52	2.683	3.001	2.34	2.242	1.284	0.051
HPV 18	3.492	3.164	3.654	2.931	1.252	0.084	HPV 56	0.834	0.734	0.858	0.623	1.38	0.08
HPV 31	0.987	2.064	1.155	1.143	1.151	0.062	HPV 58	0.898	1.477	0.984	0.888	1.255	0.053
HPV 33	1.93	1.177	1.997	0.602	1.371	0.067	HPV 59	3.389	3.037	3.194	2.578	1.259	0.06
HPV 35	1.755	1.577	1.86	0.526	1.249	0.062	HPV 68	2.839	2.412	2.781	1.784	1.852	0.055
HPV 39	1.721	1.241	1.995	0.559	4.079	0.063							

HPV假病毒产品列表

货号	名称	规格	货号	名称	规格
BDAA0129	HPV 6 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0137	HPV 58 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0130	HPV 11 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0138	HPV 35 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0131	HPV 16 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0139	HPV 39 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0132	HPV 18 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0140	HPV 51 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0133	HPV 31 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0141	HPV 56 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0134	HPV 33 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0142	HPV 59 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0135	HPV 45 假病毒(GFP)	100μl	BDAA0143	HPV 68 假病毒(GFP)	100μl
BDAA0136	HPV 52 假病毒(GFP)	100μl			

说明：另有部分红色荧光HPV假病毒，敬请垂询！

