



博奥龙特色技术服务

博奥龙可提供功能性抗体开发及应用的整体解决方案，具备从载体构建-抗原制备-多/单克隆抗体制备-抗体验证-抗血清大批量生产等一套成熟的技术平台，可制备非修饰抗体以及磷酸化、甲基化和乙酰化等多种修饰性抗体。目前制备的抗体涉及的物种有人、鼠、兔子、果蝇、斑马鱼、水稻、玉米、拟南芥、大豆、小麦、番茄、油菜等。

三周快速小鼠多抗制备服务

- 1、免疫周期短、三周获得抗体；
- 2、抗体质量好、可满足不同实验；
- 3、抗原用量少、仅需500ug；
- 4、水性佐剂易获得天然构象抗体。





兔多抗制备服务

- 1、制备成本低，1000元起；
- 2、制备周期短，最快6-7周；
- 3、能够获得较多抗血清；
- 4、制备体系成熟，可提供大批量免疫。



WB检测服务

- 1、拥有近20年的WB实验经验，可以轻松应对WB实验过程中可能出现的各种各样的问题；
- 2、采用特别胶片曝光方式，可以获得更清晰的曝光胶图，助力您更好呈现实验结果；
- 3、免费提供2万余种常规一抗、内参抗体和标签抗体，将为您极大节约抗体购买成本。



—WB项目曝光图片—

苏州博特龙免疫技术有限公司

电话：0512-68216582
 网址：www.biodragon.cn
 地址：苏州相城经济开发区观塘路1号西交大漕湖科技园C幢810室

苏州博奥龙科技有限公司

电话：400-921-8278
 网址：www.biodragon.cn
 地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区14幢203室



博奥龙官方微信



博奥龙特色技术服务

抗体/蛋白标记服务

博奥龙拥有先进的抗体/蛋白服务技术，专业的技术人员可为客户提供包括HRP标记、FITC标记、生物素标记、PE标记、Dylight标记、AbBox Fluor标记、AMCA标记、Texas Red标记和Cy标记等标记服务，最快两天可以完成标记。



抗体制备

特色服务表

项目编号	项目名称	项目要求	项目周期
BT1001	多肽合成服务	客户提供多肽序列	2-3周
BT1002	载体KLH偶联服务	多肽纯度>90%	1周
BT1003	载体BSA偶联服务	小分子咨询	1周
BT1004	载体OVA偶联服务	小分子咨询	1周
BT2002	三周快速小鼠多抗血清制备服务	5只小鼠, 500 μg 蛋白, 蛋白纯度>85%	3-4周
BT2013	HRP标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤2mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2014	FITC标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤2mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2015	生物素标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤2mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2016	PE标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤1mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2017	APC标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤1mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2018	Cy5标记服务	蛋白和抗体浓度≥1mg/ml, 抗体总量≤5mg, 蛋白总量≤1mg不能含甘油或还原剂	4-7天
BT2019	其他标记服务	请咨询	请咨询